

*Manuale box scalare, generatore di massa negativa,
collettore di neutrino D'Arsonval.*

La macchina arriverà imballata, in un cartone ben chiusa, con il suo alimentatore ESTERNO 12V e 2 accessori , che sono gli elettrodi da tenere in mano o sotto le ascelle o sotto i piedi o piedi e mani e la lampada con un gas specifico, il gas è argon oppure neon è un gas che eccitato con onde scalari si attiva, generando effluvio verso il corpo, questa lampada è utilizzata in concomitanza con il manicotto di terra quindi sarà un lavoro fra lampada e terra a specchio, più è vicino alla terra e più sarà intensa la forza della lampada. E' consigliabile tenera la lampada con una mano e con l'altra l'elettrodo in rame di massa o terra.

Per la prima accensione confidando nel fatto che il trasporto sia stato corretto non si deve fare altro che mettere gli spinotti elettrodi negli appositi fori (terra e scalare). Inserire la spina nella presa 220V con terra obbligatoria, inserire lo spinotto polarizzato 12V cc o 220v (secondo costruzione) nella BoX, prendere i terminali con entrambe le mani in modo deciso e accendere l'interruttore che trovate sulla BoX sulla vostra sinistra stando di fronte.

Un altro metodo è lasciare i due terminali su una superficie in legno che non si tocchino premere l'interruttore laterale sulla sinistra, afferrare con decisione i due terminali in rame.

La forza sprigionata sui due terminali la potete osservare facendo toccare le mani alla base. Sotto i pollici. (non i manicotti tra loro).

Il tempo di una seduta è in relazione al riscaldamento dello sparkgap, quindi confidiamo in un utilizzo di 8-10 minuti massimo a seduta.

Una volta utilizzata per questo tempo è possibile fare un altro ciclo dopo circa 30 minuti.

La lampada con gas argon o neon è indicata per la pelle per parti che possono essere le narici, l'ano oppure le orecchie, possono essere tutti gli orifizi possibili dove si deve andare con delicatezza.

La lampada va appoggiata sulla pelle e mossa di continuo.

Per diminuire la forza della lampada basta allontanare la terra da essa quindi mettendo il terminale terra magari sotto un piede o sulla mano sinistra tenendo la lampada con la mano destra si può utilizzare sul viso comodamente senza sopportare la piena potenza.

La forza della lampada Argon/neon, tutto è correlato alla persona e alla sua capacità di sopportare. Più è distante la terra dalla lampada, minore è la forza dell'effluvio verso di voi.

****LA LAMPADA ARGON OPPURE NEON, VA PULITA CON ALCOOL DOPO OGNI UTILIZZO ****

La box generatore di massa negativa, collettore di neutrino D'Arsonval va utilizzata chiusa con il suo lucchetto.

La box ha una sola regolazione che è lo Spark-Gap, posto sul lato frontale, lo Spark Gap regola la "finezza" della scarica interna AT quindi va regolato una volta e lasciato così nella condizione che si ritiene ottimale. Vi arriverà nella posizione di test, quindi la migliore, ma potete fare un mezzo giro in senso orario se occorre.

Lo Spark-Gap è ideato per una regolazione nel tempo, quindi da la possibilità di un utilizzo della BoX generatore di massa negativa, collettore di neutrino D'Arsonval regolabile, contrariamente ad uno spark-gap fisso.

Se i due terminali accidentalmente si toccano non accade nulla, vedrete solo la particella scalare bianca tra i due terminali.

La BoX generatore di massa negativa, collettore di neutrino D'Arsonval lavora con una tensione di 12 o 24 volt cc (a seconda della realizzazione) che alimentano un oscillatore che a sua volta eccita una bobina con nucleo di ferrite, la quale produce A.T.

Questa bobina d'isolamento totale tra la 12 volt e quello che uscirà sulle vostre mani quindi l'energia prodotta internamente non avrà nessuna correlazione con la corrente di casa vostra. Anche se gli elettrodi o manicotti cadessero in una bacinella piena d'acqua insieme non accadrebbe nulla.

L'utilizzo del manicotto "scalare" esclude l'utilizzo della lampada o si fanno i manicotti o si fa la lampada. (con un manicotto di terra).

Volendo aumentare il campo terra sulla persona si possono utilizzare entrambi i manicotti sull'uscita terra con un cavo sdoppiatore che trovate in qualsiasi negozio che vende cavi audio.

Questo significa che potete mettere su entrambi i piedi i terminali di terra e utilizzare la lampada connessa all'uscita Oudin per tutta la superficie del vostro corpo a mani libere.

Il terminale di terra può essere messo nella bacinella per pediluvio (mentre lo fate) preventivamente addizionata con sostanze benefiche, generando ionizzazione e lavorare sul corpo con la lampada o terminale scalare

Lo Spark gap non è un giocattolo. Usare la BoX CHIUSA.

Non estrarre gli spinotti con i terminali in mano, ma spegnere la BoX e estrarre gli spinotti, **ESTRAENDO LO SPINOTTO QUANDO E' IN FUNZIONE LA BoX, SIGNIFICA CREARE UN'INTERRUZIONE Hz CHE GENERA CORRENTE, QUESTO PROVOCA UNA SENSAZIONE SGRADIVOLE PUR SE DI UN SECONDO. PER CHI AMA SPERIMENTARE, LA BoX COLLEGATA AD UN GENERATORE DI INTERRUZIONI, PORTANDOLO A 50Hz SI PRODUCE CORRENTE COME ALIMENTAZIONE (GENERATORE)**

Il generatore di massa negativa andrà a regime ottimale dopo circa 15 giorni, quando cioè la resina interna sarà completamente essiccata.

Lo Spark-gap non è un giocattolo.

Usare la BoX CHIUSA.

ATTENZIONE:

La BoX va utilizzata con sedute da 8 minuti, è quindi consigliabile un timer da cucina posto vicino all'utilizzatore.

Sorpassare questo tempo significa possibili danni alla Box per surriscaldamento.

Tenete presente che per ottenere la massa negativa si deve generare la rottura della particella a 15,000 volt.

L'eccessivo tempo in uso provoca alte temperature sia all bobina alta tensione, sia allo spark-gap, la bobina potrebbe danneggiarsi nel suo avvolgimento e lo spark-gap perdere la sua posizione originale, il che comporta la sostituzione dei componenti e del vassoio danneggiato.

Grazie del rispetto di queste regole, fatte nel vostro interesse.